

FICHA TÉCNICA IU-01644 / IU-01644P

Descripción:

Breisky Especulo Vaginal - Valva = 100 x 25 mm



Referencia: IU-01644		Calidad: Standard	
Nombre: Breisky Vaginal Specula Blade = 100 x 25 mm			
Referencia:	Estéril:	No	Uso: Reutilizable
Material: Acero grado médico esterilizable	Marcado CE	Clase I	

Referencia: IU-01644P		Calidad: Premium	
Nombre: BREISKY Spekulum 100x25mm		<div><div></div>MADE</div> <div><div></div>IN</div> <div><div></div>GERMANY</div>	
Referencia:	Estéril:	No	Uso: Reutilizable
Material: Acero grado médico esterilizable	Marcado CE	Clase I	